



CONCERN-ENERGOMASH

“Concern-Energomash” CJSC
“Կոնցեռն-Էներգոմաշ” ՓԲԸ

Azaturyan avenue 26/8, Yerevan 0014, Armenia
0014, ՀՀ, ք. Երևան, Ազատության պող. 26/8

Հեռ./Tel.: +374 10 20 97 77, 20 97 75
E-mail: info@c-e.am, www.c-e.am


Ապրանքի անվտանգության ծանուցում

«Ռոշ Դիաբետ Քեյր» ընկերությունը իր արտադրանքը պահում է որակի բարձրագույն չափանիշներին համապատասխան և պարտավորվում է նվազագույնի հասցնել սահմանված ստանդարտից ցանկացած շեղում, որոնք կարող են ազդել արտադրանքի աշխատանքի վրա: Արտադրանքի որակի մշտական ստուգումների և արտադրանքի անվտանգության մոնիթորինգի շրջանակում արտադրողի կողմից բացահայտվել է, որ բացառապես ստորև նշված թիվ 476726 խմբաքանակի Ակկու-Չեկ Պերֆորմա թեստ-երիզներ N50-ի օգտագործման ժամանակ կարող է մինչև արյան կաթիլը թեստ-երիզի վրա տեղադրելը Էկրանի վրա արտացոլվել սխալի մասին հաղորդագրություն:

Փաթեթի կամ խմբաքանակի համարները	Նյութական համարը	Նկարագրություն
476726	06454011136	Ակկու-Չեկ Պերֆորմա N50 (Accu-Chek Performa N50)

Հիվանդի անվտանգությունը համարելով գործի առաջնահերթություն կցանկանայինք տեղեկացնել հետագա քայլերի մասին՝

Քայլ 1. անհրաժեշտ է ստուգել Ակկու-Չեկ Պերֆորմա N50 թեստ-երիզների խմբաքանակի թիվը, որը կարելի է գտնել փաթեթի վերին հատվածի վրա, ինչպես նաև յուրաքանչյուր թեստ-երիզի սրվակի պիտակի վրա, ինչպես ցույց է տրված ստորև նկարում.



- Քայլ 2. անմիջապես դադարեցնել նշված խմբաքանակի թեստ-երիզների օգտագործումը.
- Քայլ 3. անմիջապես կապ հաստատել Ակկու-Չեկ հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ՝ 010 20 17 74, 098 20 17 74 և 044 20 17 74 հեռախոսահամարներով, հետագա ցուցումներ ստանալու և *անվճար* նշված խմբաքանակի թեստ-երիզները *փոխարինելու* համար:

Անմիջապես զանգահարեք հաճախորդների աջակցման կենտրոն, եթե թիվ 476726 խմբաքանակի Ակկու-Չեկ Պերֆորմա N50 թեստ-երիզների հետ ունեցել եք խնդիր կամ մտավախություն. Հեռ. 010 20 17 74, 098 20 17 74 և 044 20 17 74:

Ուսումնասիրելով Հայաստանի Հասնրապետության և Արցախի Հանրապետության շուկան, արտադրողը նկատել է, որ միայն վերը նշված խմբաքանակի թեստ-երիզները կարող են ունենալ անսարքություն: Տվյալ անսարքությունը այլ խմբաքանակի թեստ-երիզների վրա չի տարածվում :

Խնդրի դեպքում զանգահարեք Ակկու-Չեկ հաճախորդների սպասարկման կենտրոն՝ 010 20 17 74, 098 20 17 74 և 044 20 17 74 հեռախոսահամարներով և կստանաք լրարժեք աջակցություն: Հաճախորդները արագ զանգահարելով, Ակկու-Չեկ հաճախորդների սպասարկման կենտրոն, հնարավորություն կունենան անհապաղ լուծել իրենց խնդիրները:

Մենք կարևորում ենք Ձեր ժամանակը, համագործակցությունն և ուշադրությունը այս կարևոր տեղեկատվությանը:

Հարգանքով՝

«Ռոշ Դիաբետ Քեյր» ընկերություն

Թարգմանությունը կատարվել է ՀՀ-ում «Ռոշ Դիաբետ Քեյր» ընկերության պաշտոնական գործընկեր՝ «Կոնցեռն-Էներգոմաշ» ՓԲԸ-ի կողմից:

Կոմերցիոն տնօրեն՝  Առաքելյան



07.05.2018թ.